

## **Informacje o bezpieczeństwie**

- Produkt przeznaczony jest do użytku osobistego przez osoby z lekkim do umiarkowanego ubytkiem słuchu.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym — nie zastępuje aparatów słuchowych dobieranych indywidualnie przez specjalistę.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zawartych w niej zaleceń.
- Nie należy stosować urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności (np. pod prysznicem, w saunie, podczas kąpieli).
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, silnych pól elektromagnetycznych ani intensywnych wstrząsów.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w konstrukcję urządzenia ani podejmować prób naprawy — grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Osoby po operacjach uszu lub z aktywnymi schorzeniami laryngologicznymi powinny skonsultować używanie urządzenia z lekarzem.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci bez nadzoru dorosłych.